

DÁVKOVÁNÍ

Důkladně rozmíchejte 1 ml (13 kapek) ve sklenici čisté vody, džusu nebo zeleninové šťávy a vypijte, nejlépe během jednoho z hlavních jídel. Na míchání v nápoji nepoužívejte pipetu! Nemíchejte Hyaluron N-Medical s alkoholem nebo horkými nápoji.

V případě potřeby můžete zvýšit dávku následujícím způsobem, což na základě dobrých zkušeností doporučujeme:

1. měsíc 39 kapek (3 ml) 1x denně
2. měsíc 26 kapek (2 ml) 1x denně
3. měsíc 13 kapek (1 ml) 1x denně

Hyaluron N-Medical
100% čistá kyselina hyaluronová

ČSmiEG

Schváleno ČSmiEG

předseda MUDr. Lubomír Mikulášek
(Česká Společnost minimálně invazivní Estetické Gynekologie)

Výrobce a distributor:

N-Medical s.r.o.
Říčany

www.13drops.eu



Doplněk stravy

KYSELINA HYALURONOVÁ

pro vnitřní užívání



Doplněk stravy



- 100% čistá bioaktivní kyselina hyaluronová
- hydratace inside-out, dostane se ke všem buňkám a do všech vrstev
- patentovaná kombinace vysokomolekulární a nízkomolekulární kyseliny hyaluronové
- 100% vstřebání (lepší než tuhé formy)
- zvýraznění efektu u krémů a mastí
- dávkování 1-3 ml za den

Vyrobena v Hradci Králové



100% ČISTÁ BIOAKTIVNÍ KYSELINA HYALURONOVÁ

Hyaluron N-Medical je unikátně vyvinutý, vysoce kvalitní produkt, vyrobený ze 100% čisté bioaktivní kyseliny hyaluronové.

Výroba probíhá za nejpřísnějších technologických a hygienických podmínek u českého výrobce léčivých přípravků a kosmetiky v Hradci Králové.

Hyaluron N-Medical obsahuje velmi vysokou koncentraci farmaceuticky zpracované kyseliny hyaluronové o různých molekulových hmotnostech, což zajišťuje maximální vstřebatelnost a účinek. Hyaluron N-Medical hydratuje pokožku, tkáň a celý organismus směrem zevnitř ven (inside-out). Se svou vysokou absorpční schopností může být velmi prospěšný i Vám.

KYSELINA HYALURONOVÁ

Je složený biokompatibilní polysacharid, který se používá v moderním tkáňovém inženýrství a lékařství. Udržuje tkáň hydratovanou. Tvoří jednu z hlavních složek mezibuněčné hmoty. Je součástí pojivových, slizničních a nervových tkání. Ve velkém množství se nachází v kůži, synoviální (kloubní) tekutině, slinivce a v játrech. S věkem v organismu kyselina hyaluronová ubývá a je nutné ji doplňovat. Kyselina hyaluronová se používá v estetické medicíně, ale také v gynekologii, ortopedii a dalších medicínských oborech.



POKOŽKA

Obsah více druhů kyseliny hyaluronové zajišťuje její maximální vstřebání a maximální využití v těle. Budete mile překvapeni, až pocítíte účinky hydratace inside-out (zevnitř ven). Vrásky, skvrny na pokožce, ochablá pokožka jsou známky úbytku kyseliny hyaluronové v organismu a volání Vašeho těla po doplnění kyseliny hyaluronové. Nyní máte možnost vyjít vstříc Vašemu tělu, vráskám, skvrnám a ochablé pokožce říci „ještě ne!“

KLOUBY

Mají Vaše klouby dostatek kyseliny hyaluronové? Pokud nepociťujete při chůzi nic, pouze radost, potom ano. Jestliže ne, začněte přemýšlet o doplnění a vyživení Vašich kloubů, budete je v životě potřebovat.

Kyselina hyaluronová působí v kloubech jako přirozený „promazávač“ a zajišťuje, aby byl pohyb plynulý, stejně tak jako olej ve strojích.

SLIZNICE

Kyselina hyaluronová hraje významnou roli i na sliznicích. Pokud není sliznice dostatečně hydratovaná, nefunguje tak správně, jak má.